



Solutions for winemaking

LAMOTHE-ABIET

TECHNISCHES DATENBLATT

EXCELGOM

FORMULIERUNG

Gebrauchsfertiges, reines Gummi arabicum (E 414).

ANWENDUNGSBEREICH

Trägt zur kolloidalen Struktur bei und betont die organoleptischen Eigenschaften der Weine (Volumen und Rundungen).

EMPFOHLENE DOSAGE

Dosagemengen: je nach Rat Ihres Önologen oder den Ergebnissen der Labortests:

- Rotwein: 60 bis 120 g/hL,
- Weiß- oder Roséwein: 15 bis 40 g/hL.

ANWENDUNG

Auf homogene Weise während eines Überpumpvorgangs untermischen, Zuvor in Wasser oder Wein auflösen.

Weiß- oder Roséwein: unbedingt vor der letzten Filtration.

EIGENSCHAFTEN

PHYSIC	
Erscheinungsform & Farbe	Hellgelb Atomisiertes Pulver
Feuchtigkeit	< 15%
Schmelzpunkt	[+40° ; +50°]
Asche	< 4 %
MIKROBIOLOGISCHE	
Salmonellen	Keine / 1g
<i>Escherichia coli</i>	Keine / 1g
ZUSAMMENSETZUNG	
Stärke + dextrin	Keine
Tannin	Keine
Xylose	Keine
Mannose	Absence

Galacturonsäure	Keine
Gesamtstickstoff	Zwischen 0.10 und 0.20%
HÖCHSTWERTE	
Eisen	< 60 mg/kg
Quecksilber	< 1 mg/kg
Arsen	< 3 mg/kg
Blei	< 2 mg/kg
Cadmium	< 1 mg/kg

LAGERUNG

In der hermetisch verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen, kühlen (0° bis 20°C) und geruchfreien ort.

Nach dem Öffnen rasch verbrauchen. Das auf der Packung angegebene MHD beachten.

VERPACKUNG

1-kg, 5-kg-Paket und 25-kg-Beutel.



AM/22-08-2018

Für den Gebrauch in der Önologie. Die obigen Informationen gelten als Richtwerte und entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse, sie werden unverbindlich und ohne Gewähr zur Verfügung gestellt. Die Verwendungsbedingungen des Produktes sind an die Einhaltung geltender Gesetze und Normen gebunden. Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 (und ihren Änderungen) sowie dem Food Chemical Codex (FCC).



LAMOTHE - ABIET

Avenue Ferdinand de Lesseps
33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92